



Centrifuga da laboratorio refrigerata compatta h851_08

Centrifuga refrigerata compatta per microlitro. Raffreddamento: regolabile da -10°C a +40°C.

Centrifuga refrigerata per centrifugare provette microlitro, PCR e Cryo. Dispositivo veloce anche nel raggiungere le temperature più basse: +4°C in 10 - 15 min con la funzione "fast cool". In grado di raggiungere una accelerazione centrifuga massima di 21,382 RCF. Struttura e coperchio sono in metallo. Camera di centrifugazione in acciaio inox antiruggine. Munita di pannello retroilluminato con valori effettivi di tutti i parametri. La centrifuga garantisce, inoltre, massima sicurezza: bloccaggio del coperchio con una sola mano e sblocco automatico dello stesso in caso di mancanza di corrente. Munita di sensore automatico di sbilanciamento. La centrifuga assicura protezione dal surriscaldamento del motore. Provette e rotore non sono inclusi nella fornitura. È fortemente consigliato l'acquisto del rotore a testa fissa per 24 microprovette da 1,5/2 ml, aggiungibile come optional.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni (LxPxAl): 281 x 553 x 260 mm
- Max. Capacità con rotore ad angolo fisso (rotore non incluso nella fornitura): 30 x 1,5 / 2 ml
- Velocità max.(RPM) 15.000 min-1
- Acceler.max(RCF) : 21,382
- Controllo T° regolabile in modo continuo.: da -10°C a +40°C
- Assorbimento: 450 VA
- Classe B - EN / IEC 61326-1
- Rumorosità: ? 54 dB (A)
- Peso: circa 28 kg
- Alimentazione: 200 – 240 V 1 ~ 50 – 60 Hz
- Temporizzatore: 1 - 99 min.; Ciclo continuo ?; ciclo breve (tasto impulse)
- Struttura e coperchio in metallo
- Oblò di visualizzazione nel coperchio

- Blocco del coperchio con una sola mano
- Protezione contro la caduta del coperchio
- Sblocco di emergenza del coperchio
- Camera in acciaio inossidabile
- Riconoscimento automatico del rotore
- Motore esente da manutenzione
- Visualizzazione dell'errore
- Possibile visualizzazione in °C and °F -
- Sensore automatico di sbilanciamento
- Pannello retroilluminato con valori effettivi di tutti i parametri
- Messaggio acustico al termine della centrifugazione
- Prodotto certificato TÜV Sud

Optional:

- Rotore a testa fissa per 24 microprovette da 1,5/2 ml


*Immagine puramente indicativa.

*Il rotore non è incluso con la centrifuga ed è disponibile come optional. Per garantire un utilizzo ottimale e sfruttare al massimo le prestazioni del dispositivo, si consiglia vivamente l'acquisto del rotore. L'uso del rotore adatto permette di ottenere risultati precisi e affidabili nelle operazioni di centrifugazione.

INFORMAZIONI

- **Capacità** 30 x 1,5/2,0 ml

Centrifuga da laboratorio refrigerata compatta h851_08



optional: rotore a testa fissa per 24
microprovette da 1,5/2 ml

Centrifuga da laboratorio refrigerata compatta h851_08

Capacità: 30 x 1,5/2,0 ml