



HOLITY.COM

Dispositivo per terapia combinata h731_48

Apparecchio per terapia combinata con moduli per Elettroterapia, Ultrasuono e Laser a bassa potenza. Display 10" touch screen.

Apparecchiatura per terapia combinata ideale per l'uso nei centri di riabilitazione e negli studi professionali di fisioterapia. Utilizzabile in vari ambiti di applicazione, grazie alla presenza di più moduli, nello specifico sono presenti: **1 canale per terapia ad ultrasuoni, un'uscita con 2 canali indipendenti per elettroterapia ed 1 canale per terapia laser a bassa potenza.** Provvista di innovativo **display LCD touchscreen** per una facile ed intuitiva gestione delle diverse funzioni.

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione da rete: 230 Vac, 50-60Hz, ± 105
- Potenza massima assorbita dalla rete: 160 VA
- Display LCD: a colori 10", touch screen
- Classe apparato 93/42: II B
- Classe di isolamento elettrico UNI EN 60601-1: I / BF
- Grado di protezione dall'ingresso di liquidi UNI EN 60601-1: IPX0
- Dimensioni esterne: 61 x 37 x 23 h cm
- Peso: 8,05 kg

Caratteristiche tecniche sezione Elettroterapia

- Tempo di trattamento programmabile: fino a 99 minuti
- Funzionamento: Bassa frequenza - Media frequenza
- Protocolli memorizzati: 126
- Canali di uscita: 2 indipendenti

Caratteristiche tecniche sezione Ultrasuono

- Tempo di trattamento programmabile: fino a 30 minuti
- Frequenza di emissione: 1 MHz and 3 MHz $\pm 15\%$
- Duty Cycle regolabile: 10% - 100%
- Frequenza di Duty-Cycle: 10 - 100 Hz
- Potenza di picco continua: 2 W / cm² $\pm 20\%$
- Potenza di picco pulsata: 3 W / cm² $\pm 20\%$
- Protocolli memorizzati: 70
- Canali di uscita: 1
-

Caratteristiche tecniche sezione Combinata ET+US

- Tempo di trattamento programmabile: fino a 30 minuti
- Protocolli memorizzati: 17
- Canali di uscita: 1

Caratteristiche tecniche sezione Laser

- Tempo di trattamento programmabile: fino a 99 minuti
- Presa per Interlock: DIN a 3 contatti
- Lunghezza d'onda emissione diodo laser: 905 nm
- Classificazione di rischio laser secondo la EN60825-1: 3B o 4 a seconda del manipolo

- Frequenza degli impulsi: 100 Hz ÷ 10.000 Hz
- Modo pulsato: 10% ÷ 100%
- Potenza di picco: Dipendente dal manipolo
- Tipologia di erogazione del trattamento: Emissione automatica e continua
- Protocolli memorizzati: 88
- Canali di uscita: 1

Accessori in dotazione:

- 1 Cavo di alimentazione
- 1 Manuale d'uso, certificazioni
- 2 Fusibili
- 4 Elettrodi 6x8,5 cm
- 4 Spugne per elettrodi 8x10 cm
- 4 Elettrodi 5x5 cm
- 4 Spugne per elettrodi 6x7 cm
- 2 Fascia elastica 100x3 cm
- 2 Fascia elastica 60x3 cm
- 1 Cavo di uscita 2 canali
- 1 Manipolo 1-3 Mhz 5 cm²
- 1 Interlock
- 2 Occhiali di protezione
- 1 Manipolo 1/100 mW

Forme d'onda erogate:

- Alto voltaggio HVPC
- AL- Tens
- APS
- Monofase
- Difasica
- Sincopata monofasica
- Sincopata difasica
- Corto periodo
- Lungo periodo
- Rettangolare
- Esponenziale (stimolante)
- Triangolare
- Traebert
- Rettangolare faradica
- Faradica modulata
- Neodinamica
- Triangolare neodinamica
- TENS S/ A/ R (Simmetrico, Asimmetrico, Rettangolare)
- TENS random S/ A/ R (Simmetrico, Asimmetrico, Rettangolare)
- TENS Modulata
- TENS burst S/ A/ R (Simmetrico, Asimmetrico, Rettangolare)
- Bifasica S/ A (Simmetrico, Asimmetrico)
- Galvanica Continua
- Galvanica interrotta
- Kotz (Corrente Russa)
- Interferenziale
- Interferenziale classica
- Interferenziale isoplanare
- Interferenziale vettoriale
- Microcorrenti
- Onda H
- Short-intense TENS

INFORMAZIONI

- **Tipologia** Terapia combinata

Dispositivo per terapia combinata h731_48

Tipologia: Terapia combinata

