



Ferma polso beige h983_14

Ferma polso in lana Merinos con lacci in cotone. Lunghezza lacci: 140 cm.

Il **ferma polso H983_14** è un dispositivo medico non sterile, progettato per **immobilizzare in sicurezza il polso del paziente**, ad esempio per evitare che si sfili autonomamente dispositivi come flebo o cateteri. È indicato per l'uso in **ospedali, RSA, reparti di terapia intensiva e assistenza domiciliare**, laddove sia necessario limitare temporaneamente i movimenti del paziente, sempre sotto indicazione medica.

Il fermapolso è realizzato in **100% lana Merinos**, un materiale morbido e naturale, ideale per il **contatto diretto con la pelle**, anche per lunghi periodi, poiché assicura **comfort, traspirabilità e assenza di irritazioni**. I **lacci (galloni)** sono in **100% cotone**, lunghi **140 cm**, pensati per il fissaggio sicuro alla struttura del letto o a due punti di ancoraggio differenti.

Il design del dispositivo consente una **fissazione semplice e stabile**: il tirante passa attraverso un anello di metallo, si annoda saldamente e permette un controllo ottimale del movimento. Il ferma polso può essere utilizzato da solo o in combinazione con altri ausili di contenimento. Dopo l'uso, può essere **lavato in lavatrice a 30°C** con programma lana, evitando stiratura, asciugatrice e lavaggio a secco.

Acquista ora il **ferma polso H983_14** per garantire sicurezza, comfort e controllo durante le cure ospedaliere o domiciliari. Contattaci per forniture sanitarie in quantità.

Caratteristiche tecniche:

- **Utilizzo:** contenimento del polso in posizione sicura
- **Materiale imbottitura:** 100% lana Merinos
- **Tiranti (galloni):** 100% cotone
- **Lunghezza lacci:** 140 cm
- **Colore:** beige
- **Dispositivo:** non sterile
- **Indicato:** per contatto diretto con la pelle
- **Lavaggio:** in acqua tiepida max 30°C – programma lana

Benefici per l'utente:

- **Previene:** manovre indesiderate come la rimozione di flebo o cateteri.
- **Materiale:** morbido e naturale, sicuro a contatto con la pelle.
- **Facile:** da applicare e da fissare alla struttura del letto.
- **Lacci:** lunghi per fissaggi multipli o in doppio punto.
- **Lavabile:** riutilizzabile per più cicli di utilizzo.

FAQ:

1. **A cosa serve il ferma polso H983_14?**
Serve a contenere in modo sicuro il polso del paziente ed evitare manovre involontarie.
2. **È sicuro da usare sulla pelle nuda?**
Sì, è in lana Merinos naturale e può essere applicato direttamente sulla pelle.

3. I lacci sono abbastanza lunghi per un doppio fissaggio?

Sì, misurano 140 cm e possono essere fissati a due punti della struttura.

4. Come si lava il dispositivo?

Si può lavare in lavatrice a 30°C, programma delicati o lana. Non stirare né usare asciugatrice.

5. È adatto a tutti i pazienti?

Sì, se non diversamente controindicato dal personale medico. Seguire sempre le indicazioni sanitarie.

Mini guida all'acquisto:

Quando scegli un ferma polso per uso sanitario, assicurati che sia **realizzato con materiali anallergici e traspiranti**, come la **lana Merinos**.

La **lunghezza dei lacci** è fondamentale per garantire un fissaggio efficace anche su letti di diverse dimensioni.

Il ferma polso H983_14 è una soluzione affidabile per contesti clinici o domiciliari dove il **contenimento temporaneo del paziente** è necessario.

Deve essere sempre utilizzato sotto **supervisione medica** e nel **rispetto della normativa sanitaria vigente**.

Ferma polso ospedaliero, polsiera contenimento pazienti, fermapolso lana merinos, cinturino contenitivo per polso, ausilio immobilizzazione polso, ferma polso in cotone, fermapolso per flebo, cinturino sanitario per letto ospedaliero.

**Immagine puramente indicativa.*

INFORMAZIONI

Ferma polso beige h983_14

Ferma polso beige h983_14

