



## Fermapolso realizzato in MTP h983\_15

Fermapolso con lacci per contenimento pazienti. Chiusura in velcro, lavabile. Lunghezza lacci: 120 cm.

Il **fermapolso medico in MTP codice H983\_15 per ospedale** è un dispositivo indicato per l'**immobilizzazione del polso del paziente** in situazioni specifiche, ad esempio durante **terapie infusionali o trattamenti particolari**, dove è essenziale impedire che il paziente si muova involontariamente, rischiando lo sfilamento di aghi o cateteri.

Utilizzato principalmente in **ospedali, cliniche, reparti di emergenza, terapia intensiva e RSA**, questo fermapolso assicura una **contenzione efficace** ma confortevole grazie ai **materiali di alta qualità** impiegati nella sua realizzazione.

Il dispositivo è realizzato in **vellutino MTP (100% poliammide o poliestere)** per il rivestimento esterno, mentre l'**imbottitura interna è in poliuretano a base etere**, materiale che offre comfort e resistenza. I **lacci da 120 cm in cotone** consentono il fissaggio sicuro alla struttura del letto e possono essere annodati a uno o due punti per un maggiore controllo, secondo le necessità cliniche. La **chiusura a velcro** rende il fermapolso facile da applicare e regolare, garantendo una vestibilità stabile e adattabile a diverse corporature.

Il prodotto è **non sterile** e **riutilizzabile**, progettato per una manutenzione semplice. Può essere lavato a **mano in acqua tiepida fino a 30°C**, utilizzando un detergente delicato, evitando fonti di calore diretto e stirature, secondo le istruzioni riportate.

Questo dispositivo deve essere utilizzato **solo in ambito sanitario** e sotto la responsabilità del personale medico. Non è idoneo per scopi non specificamente previsti nella documentazione tecnica.

Ordina subito il **fermapolso medico H983\_15** per garantire sicurezza e comfort nei trattamenti sanitari. Per ordini multipli o forniture ospedaliere, richiedi un preventivo personalizzato.

### Caratteristiche tecniche:

- **Materiale esterno:** vellutino MTP (100% poliammide o poliestere)
- **Imbottitura interna:** poliuretano base etere
- **Gallone:** 100% cotone
- **Lunghezza lacci:** 120 cm
- **Sistema di chiusura:** velcro regolabile
- **Utilizzo:** uso interno ospedaliero
- **Dispositivo:** non sterile
- **Manutenzione:** lavaggio a mano max 30°C, non stirare, non asciugare in asciugatrice
- **Conservazione:** in luogo pulito, asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta

### Benefici per l'utente:

- **Favorisce:** la sicurezza del paziente durante terapie mediche prolungate.
- **Riduce:** il rischio di rimozione accidentale di aghi o dispositivi IV.
- **Facile:** da applicare e regolare grazie al velcro.
- **Comfort:** garantito grazie all'imbottitura e ai materiali morbidi.
- **Riutilizzabile:** e lavabile, consente risparmio e igiene.

### FAQ:



**1. Il fermapolso è sterile?**

No, il dispositivo è non sterile e non va utilizzato in contesti che richiedano materiale sterile.

**2. Come si applica correttamente?**

Il polsino si indossa e si fissa con il velcro. I lacci vanno annodati e assicurati alla struttura del letto.

**3. Qual'è la lunghezza dei lacci?**

I lacci sono lunghi 120 cm.

**4. È possibile lavarlo?**

Sì, va lavato a mano a massimo 30°C, seguendo le istruzioni. Non va stirato o asciugato in asciugatrice.

**5. È indicato per l'uso domiciliare?**

No, è un dispositivo per uso esclusivamente sanitario, da utilizzare sotto supervisione medica.

**Mini guida all'acquisto:**

Quando si scelgono dispositivi di contenimento come i fermapolsi per uso ospedaliero, è essenziale valutare la **qualità dei materiali**, la **sicurezza della chiusura**, e la **facilità di pulizia**.

Il fermapolso H983\_15 è ideale per situazioni in cui è necessario **limitare i movimenti del paziente in modo controllato**, senza causare disagio.

La presenza di **lacci lunghi e resistenti** permette un fissaggio stabile al letto o alla struttura, mentre il rivestimento in MTP garantisce **morbidezza al contatto con la pelle**.

È consigliato acquistare un numero sufficiente di dispositivi da alternare, così da garantire sempre la disponibilità anche durante le fasi di lavaggio o sanificazione.

*Fermapolso medico, fermapolso ospedaliero, dispositivo contenimento polso, fermapolso H983\_15, fermapolso con velcro, fermapolso lavabile, dispositivo non sterile per ospedale.*

*\*Immagine puramente indicativa.*

## INFORMAZIONI

Fermapolso realizzato in MTP h983\_15

Fermapolso realizzato in  
MTP h983\_15

---

