



## Posizionatore gomito per intervento chirurgico h239\_46

Posizionatore gomito per sala operatoria stabilizza gli arti superiori durante interventi chirurgici. Dimensioni: L. 52 x 15 x 5,5 cm.

Il posizionatore per gomito in sala operatoria è realizzato in gel amorfo di poliuretano e rivestito da un film di poliuretano. Il prodotto è ideale per proteggere e stabilizzare gli arti superiori durante gli interventi chirurgici. Il posizionatore è conforme alla classe I direttiva MDR 2017/745. Il posizionatore può essere pulito facilmente con qualsiasi tipo di detergente o disinfettante.

### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L. 52 x 15 x 5,5 cm
- Gel amorfo di poliuretano
- Posizionatore gomito
- Rivestimento esterno in poliuretano
- Dona comfort al paziente
- Facile da pulire
- Classe dispositivo: I conforme alla Direttiva MDR 2017/745
- Certificazione CE
- Temperatura gel da mantenere tra i 50° e i 18°
- Garanzia 24 mesi

## INFORMAZIONI

Posizionatore gomito per intervento chirurgico h239\_46

Posizionatore gomito per  
intervento chirurgico h239\_46

---

