



## Cicloergometro per riabilitazione h1014\_02

Cicloergometro con freno elettrodinamico e accesso facilitato. Dimensioni: L 110 x P 53 x H 130 cm.

Il cicloergometro H1014\_02 è un dispositivo medico professionale pensato per la riabilitazione cardiologica, motoria e respiratoria in ambito ospedaliero, ambulatoriale e clinico. Le sue caratteristiche strutturali e funzionali lo rendono ideale per una valutazione graduale e controllata dello sforzo, sia in pazienti in fase post-acuta sia in ambito preventivo.

Dotato di un monitor touchscreen resistivo da 10.1", il cicloergometro è gestito da un PC iMX6 DL con sistema operativo Linux, garantendo un'interfaccia intuitiva e stabile. Il sistema di carico è affidato a un freno elettrodinamico indipendente dalla frequenza di pedalata, con incrementi da 1 Watt fino a 700 Watt costanti, consentendo un controllo estremamente preciso dello sforzo applicato.

La trazione a catena e la velocità di pedalata da 3 a 130 RPM permettono di simulare un ampio range di condizioni di sforzo, mentre la scala LED integrata visualizza le pedalate (RPM) sul lato opposto del display, facilitando il monitoraggio visivo anche da parte del personale sanitario.

L'accesso è facilitato da una struttura aperta e stabile, ideale per pazienti con mobilità ridotta. La sella regolabile accoglie utenti con statura da 120 a 210 cm, supportando un peso massimo di 180 kg. Il manubrio regolabile a 360° e la consolle orientabile a 180° offrono flessibilità totale per adattarsi a ogni esigenza terapeutica.

Il cicloergometro è conforme alla direttiva CE 93/42/CEE, destinato a uso medico professionale, e dotato di tutte le componenti per un utilizzo immediato e sicuro.

Scegli ora il cicloergometro H1014\_02 per la tua struttura riabilitativa. Affidabile, preciso e versatile. Contattaci per ordini multipli

Se preferisci un preventivo personalizzato.

Contattaci al numero

02 76000000

o al numero

02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

o al numero 02 76000000

## INFORMAZIONI

Benefici per l'utente:

- Permette: riabilitazione controllata e personalizzata.
- Garantisce: accesso agevolato anche a pazienti con difficoltà motorie.
- Offre: grande stabilità e comfort durante l'uso.
- Freno: indipendente dalla pedalata per sessioni uniformi.
- Manubrio: consolle regolabili per adattamento totale.

FAQ:



Cicloergometro per riabilitazione  
h1014\_02

---