



## Cintura contenimento per carrozzina h983\_13

Cintura con chiusura di sicurezza. Colore: crema. Lunghezza totale: 130 cm. Circonferenza patta regolabile: da 70 a 120 cm.

La **cintura di contenimento per carrozzina H983\_13** è un ausilio medico progettato per **garantire sicurezza e stabilità ai pazienti seduti in carrozzina**. Ideale per pazienti non autonomi o con mobilità ridotta, aiuta a **prevenire scivolamenti, cadute accidentali e movimenti incontrollati** durante la permanenza in sedia a rotelle o su poltrone di assistenza.

Il dispositivo è costituito da **materiali morbidi, resistenti e traspiranti**, studiati per garantire **comfort anche durante un uso prolungato**. L'**imbottitura interna** è in poliuretano rivestita in vellucciato MTP, mentre l'esterno e i tiranti (galloni) sono realizzati in **100% cotone**, delicato sulla pelle. Gli **occhielli** per la chiusura sono in **lega di Nickel/Ottone**, compatibili con i **bottoni magnetici di sicurezza** (non inclusi vedi optional).

Per una **protezione avanzata**, è possibile acquistare **separatamente i bottoni di sicurezza e la chiave magnetica**, che impediscono aperture non autorizzate. Il sistema può essere **sbloccato solo tramite la chiave dedicata**.

Utilizzabile esclusivamente da **personale sanitario specializzato**.

La cintura ha una **lunghezza totale di 130 cm**, un'**altezza di circa 15 cm** e una **circonferenza regolabile da 70 a 120 cm**, adattandosi alla maggior parte delle corporature. Deve essere indossata **sopra gli indumenti**, mai a contatto diretto con la pelle.

L'uso prevede il fissaggio al telaio dello schienale della carrozzina tramite i galloni posteriori e la chiusura anteriore intorno alla vita del paziente, bloccata con il sistema magnetico di sicurezza. In caso di emergenza, è sempre necessario disporre di **forbici o altro oggetto tagliente** per rimuovere rapidamente il dispositivo.

Proteggi i tuoi pazienti da scivolamenti e cadute con la **cintura di contenimento H983\_13**. Ordina subito o richiedi un'offerta per forniture multiple!

### Caratteristiche tecniche:

- **Utilizzo:** contenimento pazienti su carrozzina o seduta
- **Lunghezza totale:** 130 cm
- **Altezza frontale:** ~ 15 cm
- **Circonferenza regolabile:** da 70 a 120 cm
- **Materiale imbottitura:** vellucciato 100% poliammide + poliuretano base etere
- **Esterno e tiranti:** 100% cotone
- **Occhielli:** lega Nickel/Ottone
- **Chiusura di sicurezza:** con bottoni magnetici e chiave (non inclusi, vedi optional)
- **Colore:** crema

### Optional:

- **2 bottoni di sicurezza:** bottoni di chiusura automatica da inserire negli occhielli sovrapposti delle cinture di sicurezza
- **1 chiave di sicurezza:** chiave in poliammide con magnete neodimio rinforzato di 8 mm di spessore

### Benefici per l'utente:

- **Impedisce:** scivolamenti accidentali in carrozzina.
- **Facile:** da applicare e regolare in base alla corporatura.
- **Morbido:** traspirante, ideale per uso prolungato.
- **Compatibile:** con chiusure magnetiche di sicurezza.
- **Realizzato:** in materiali resistenti e anallergici.

#### FAQ:

1. **A cosa serve la cintura H983\_13?**

Serve per contenere in sicurezza pazienti seduti in carrozzina, evitando scivolamenti e cadute.

2. **Qual è la taglia o misura della cintura?**

È lunga 130 cm e si regola in circonferenza da 70 a 120 cm, altezza 15 cm circa.

3. **È inclusa la chiusura magnetica nel kit?**

No, i bottoni magnetici e la chiave vanno ordinati separatamente (vedi optional).

4. **La cintura può essere usata a contatto con la pelle?**

No, va indossata sopra i vestiti o la biancheria intima.

5. **È sicura in caso di emergenza?**

Sì, ma si raccomanda sempre di avere a disposizione forbici o cutter per il rilascio immediato.

#### Mini guida all'acquisto:

Per garantire **sicurezza e stabilità** ai pazienti in carrozzina, è importante scegliere una cintura di contenimento regolabile, realizzata in **materiali traspiranti, confortevoli e robusti**.

La cintura H983\_13 offre una protezione ottimale in contesti ospedalieri, RSA o domiciliari, grazie alla **compatibilità con sistemi di chiusura magnetica di sicurezza** e alla **regolabilità della circonferenza**.

È fondamentale rispettare le istruzioni d'uso, applicare sempre la cintura sopra i vestiti e avere un **sistema di emergenza per il rilascio rapido**.

*Cintura contenimento carrozzina, cintura contenitiva pazienti, fascia di contenimento per disabili, cintura per sicurezza in carrozzina, ausilio antiscivolo per pazienti, cintura medica regolabile per carrozzina, cintura imbottita contenimento anziani, cinturone contenitivo per ospedale.*

*\*Immagine puramente indicativa.*

*\*Bottoni di sicurezza e chiave di sicurezza sono acquistabili, separatamente, come optional, i bottoni di sicurezza sono apribili esclusivamente tramite chiave di sicurezza.*

## INFORMAZIONI

Cintura contenimento per carrozzina h983\_13

Cintura contenimento per  
carrozzina h983\_13

---

