



Letto da degenza per casa di cura h582_239

Letto ortopedico elettrico ribassato 4 motori per Alzheimer/rischio caduta, con batteria emergenza. Dimensioni: 217 x 90 x H 85-140 cm.

Il **Letto da degenza per casa di cura H582_239** è destinato alla degenza di persone ricoverate per motivi di salute presso **enti e strutture di tipo assistenziale sanitario** oppure in **ambito domiciliare**. È un letto ortopedico elettrico sviluppato per garantire **massima sicurezza e comfort** in particolare a pazienti con **Alzheimer** o con **rischio di caduta**, grazie alla **struttura ribassata**, all'elevata possibilità di regolazione e alla predisposizione alla **personalizzazione** per adattarsi ai diversi contesti di utilizzo.

Il letto è dotato di **quattro motori indipendenti** che assicurano movimenti **precisi e fluidi**: **due motori** dedicati all'**elevazione verticale** e **due motori** per la movimentazione di **schienale e gambe**. Questa configurazione permette di adeguare l'assetto del letto alle necessità del paziente, favorendo una postura corretta e confortevole nelle diverse fasi della giornata e dell'assistenza. La vera differenza, in chiave sicurezza, è l'altezza estremamente contenuta del piano rete: l'**altezza minima del telaio è 6,7 cm** e l'**altezza piano rete varia da 6,7 a 64 cm**, una caratteristica particolarmente indicata nei casi in cui è prioritario ridurre il rischio legato a possibili cadute dal letto.

In situazioni di emergenza, il **sistema di abbassamento con batteria integrata** consente il ripristino della **posizione orizzontale** anche in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, garantendo continuità e sicurezza. La **testiera e la pediera in legno** contribuiscono a creare un ambiente più caldo e accogliente, rendendo il letto adatto anche a contesti domestici oltre che a strutture sanitarie. Il prodotto è **conforme alla normativa UNI CEI EN 60601-2-52** ed è indicato per **Ambiente applicativo Tipo 3 e 4** secondo EN 60601-2-52, con **peso massimo paziente 145 kg** e **carico di lavoro in sicurezza 180 kg**.

Acquista ora il **Letto degenza per casa di cura H582_239** o richiedi un preventivo per forniture multiple per RSA, case di cura e assistenza domiciliare.

Caratteristiche tecniche:

- **Destinazione d'uso:** degenza in enti/strutture assistenziali sanitarie e ambito domiciliare
- **Target d'uso specifico:** pazienti con Alzheimer o a rischio di caduta (struttura ribassata)
- **Conformità:** UNI CEI EN 60601-2-52
- **Ambiente applicativo:** Tipo 3 e 4 (norma EN 60601-2-52)
- **Peso massimo paziente:** 145 kg
- **Carico di lavoro in sicurezza:** 180 kg
- **Dimensioni esterne:** 217 x 90 x 85-140h cm
- **Dimensioni rete:** 200 x 90 cm
- **Altezza massima agli estremi:** 140 cm
- **Altezza minima del telaio:** 6,7 cm
- **Altezza piano rete:** 6,7-64 cm
- **Angolo massimo alza testa:** 70°
- **Angolo massimo alza gambe:** 30°
- **Angolo poggiapiedi:** -20/0° (5 step a cremagliera)
- **Angolo inclinazione:** 15°
- **Peso totale:** 105 kg
- **Peso kit elettrico:** 13 kg
- **Forza richiesta per azionare i comandi:** 5 N
- **Ruote:** 7,5 gemellate
- **Motorizzazione:** 4 motori indipendenti (2 elevazione verticale + 2 movimentazione schienale e gambe)
- **Sistema emergenza:** abbassamento con batteria integrata per ripristino posizione orizzontale

- **Alimentazione:** 230V Vac 50/60 Hz Max 2,1A
- **Tensione in uscita dalla centralina:** 24V Dc
- **Classe di protezione:** IP X4
- **Classe di isolamento:** Classe 2
- **Parte applicata:** Tipo B
- **Livello di rumorosità:**
- **Materiali principali - rete:** acciaio verniciato
- **Materiali principali - struttura e sponde:** legno

Benefici per l'utente:

- **Maggiore:** sicurezza per Alzheimer/rischio caduta grazie alla struttura ribassata e al piano rete fino a 6,7 cm.
- **Comfort:** posturale con regolazioni schienale e gambe tramite 4 motori indipendenti.
- **Gestione:** assistenziale più pratica grazie all'elevazione verticale (piano rete 6,7–64 cm).
- **Continuità:** operativa in emergenza con batteria integrata per ritorno in posizione orizzontale.
- **Inserimento:** armonioso in casa e in struttura con testiera e pediera in legno.

FAQ:

1. Per quali contesti è indicato il letto H582_239?

È destinato alla degenza in enti e strutture assistenziali sanitarie e in ambito domiciliare.

2. Perché è consigliato per pazienti con Alzheimer o rischio di caduta?

Per la struttura ribassata e l'altezza molto contenuta del piano rete (min 6,7 cm), pensata per aumentare la sicurezza.

3. Cosa succede se manca la corrente?

Il letto integra un sistema di abbassamento con batteria, che permette di ripristinare la posizione orizzontale anche senza alimentazione.

4. Quali regolazioni consente e quali sono gli angoli massimi?

Alza testa fino a 70°, alza gambe fino a 30°, poggiatesta -20/0° in 5 step a cremagliera, inclinazione fino a 15°, con movimenti gestiti da 4 motori.

5. Quali sono portata e carico di lavoro in sicurezza?

Peso massimo paziente 145 kg e carico di lavoro in sicurezza 180 kg.

Mini guida all'acquisto:

Per scegliere un letto da degenza adatto a casa di cura o assistenza domiciliare, considera prima di tutto la sicurezza: se il paziente è soggetto a disorientamento o rischio di caduta, una **struttura ribassata** con piano rete molto basso (come **6,7 cm**) è un requisito prioritario. Verifica poi la qualità della regolazione: la presenza di **4 motori indipendenti** consente movimenti più completi e fluidi, utili per adattare schienale e gambe e migliorare la postura. In ottica assistenziale, il range di altezza del piano rete (**6,7–64 cm**) incide sulla praticità nelle attività quotidiane. Non trascurare la gestione delle emergenze: la **batteria integrata** per il ritorno alla posizione orizzontale offre continuità e sicurezza in caso di blackout. Infine, per l'utilizzo in strutture e contesti sanitari, la conformità alla **UNI CEI EN 60601-2-52** e l'indicazione di **Ambiente applicativo Tipo 3 e 4** sono elementi fondamentali.

Letto degenza H582_239, letto ribassato Alzheimer, letto ortopedico elettrico 4 motori, letto per casa di cura, letto per RSA, letto degenza anti caduta, letto assistenza domiciliare ribassato, letto UNI CEI EN 60601-2-52, letto medico IPX4, letto con batteria emergenza.

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

- **tipologia** elettrico
- **ruote** Si
- **Lunghezza in millimetri** 2170.0000
- **Profondità in millimetri** 900.0000
- **Altezza in millimetri** 1400.0000

Letto da degenza per casa di cura h582_239



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Letto da degenza per casa di cura h582_239

Tipologia: elettrico

Ruote: Sì

Altezza in millimetri: 1400 mm

Profondità in millimetri: 900 mm

Lunghezza in millimetri: 2170 mm

	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona
Letto	217 cm	90 cm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Base	217 cm	90 cm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm

HOLITY.COM