



Materasso a depressione antiretrazione h687_78

Materasso a depressione antiretrazione in PVC per immobilizzazione totale. Dimensioni 2025x855 mm, con inserti rigidi e 8 manici rinforzati.

Il **materasso a depressione antiretrazione** è un dispositivo medico progettato specificamente per le operazioni di soccorso che richiedono l'**immobilizzazione completa** del corpo del paziente durante le fasi critiche del trasporto sanitario. La struttura integra speciali **inserti rigidi** nella parte inferiore, una soluzione tecnica che garantisce un supporto ottimale e impedisce la contrazione longitudinale del materasso durante la fase di decompressione, mantenendo stabile l'assetto del paziente.

Costruito in **PVC non assorbente e autoestinguente**, il dispositivo assicura elevati standard di igiene e sicurezza ignifuga. La configurazione interna a **5 canali longitudinali**, riempiti con granuli di polistirolo, permette una distribuzione uniforme dell'aria e facilita il posizionamento anatomico. La gestione del vuoto è affidata a una **valvola di on/off in ottone cromato**, dotata di raccordo universale per tubi in gomma, che assicura una tenuta stagna duratura e resistenza meccanica.

Caratteristiche tecniche

- **Modello:** Tecnologia antiretrazione con inserti rigidi integrati
- **Lunghezza:** 2025 ± 10 mm
- **Profondità:** 855 ± 10 mm
- **Spessore alla valvola:** 100 ± 10 mm
- **Peso:** 5,6 kg
- **Capacità di carico:** 150 kg
- **Materiali:** PVC, Nylon, Polistirolo
- **Proprietà materiale:** Resistente, autoestinguente e non assorbente
- **Sistema di trasporto:** 8 manici rinforzati per una presa sicura
- **Valvola:** On/off in ottone cromato con raccordo incorporato
- **Conformità:** Dispositivo Medico di classe I conforme al Regolamento UE 2017/745
- **Classificazione CND:** V0804
- **Colore:** Blu e arancio

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Numero maniglie** 8

Materasso a depressione antiretrazione h687_78



Materasso a depressione antiretrazione h687_78

Numero_maniglie: 8