



HOLITY.COM

## Poltrona per visita ginecologica h728\_05

Poltrona ginecologica elettrica a 3 motori in acciaio verniciato e vinile ignifugo. Regolazione Trendelenburg e altezza per uso clinico professionale.

La **poltrona per visita ginecologica** è un dispositivo medico specialistico progettato per l'impiego intensivo in ambiti ospedalieri e cliniche private. La struttura portante è realizzata in **acciaio con copertura epossidica**, garantendo resistenza meccanica e stabilità durante le procedure diagnostiche. Il piano d'appoggio è imbottito con schiuma ad alta densità (30 kg/m<sup>3</sup>) e rivestito in **vinile ignifugo certificato classe 1IM**, coniugando comfort per la paziente e conformità alle normative di sicurezza antincendio.

Il sistema di movimentazione si avvale di **3 motori elettrici** gestiti tramite telecomando, che permettono la regolazione millimetrica dell'altezza, dell'inclinazione dello schienale e il raggiungimento rapido delle posizioni di **Trendelenburg e Anti-Trendelenburg**. La configurazione è completata da accessori funzionali quali reggi cosce regolabili, vaschetta estraibile in acciaio inox e un sistema di ruote integrate per la movimentazione agevole all'interno degli spazi ambulatoriali.

## Caratteristiche tecniche

- **Dimensioni:** L 174 x P 56 x h 54/85 cm
- **Capacità di carico:** 180 kg
- **Struttura:** Acciaio con verniciatura epossidica bianca
- **Rivestimento:** 100% vinile ignifugo classe 1IM
- **Imbottitura:** Schiuma spessore 5 cm, densità 30 kg/m<sup>3</sup>
- **Movimentazione:** 3 motori elettrici per altezza, schienale e Trendelenburg
- **Componenti regolabili:** Poggiapiedi a pistone a gas, reggi cosce girevoli, braccioli abbattibili (90°-180°)
- **Accessori inclusi:** Vaschetta inox estraibile, cuscino ergonomico, foro ginecologico, porta rotolo e telecomando
- **Mobilità:** 4 ruote con freno Ø 100 mm
- **Conformità:** Marchio CE

**Manutenzione e pulizia:** Per la conservazione dell'integrità del rivestimento, evitare l'uso di soluzioni contenenti alcol, chetoni, xilene o solventi. Utilizzare esclusivamente panni morbidi con acqua e sapone neutro; non impiegare spugne abrasive o spazzole metalliche.

*Immagine puramente indicativa*

## INFORMAZIONI

- **Lunghezza in millimetri** 1740.000000
- **Profondità in millimetri** 560.000000
- **Altezza in millimetri** 540.000000
- **tipologia altezza** variabile
- **portata** 180 kg




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

### Poltrona per visita ginecologica h728\_05

Portata: 180 kg

Tipologia\_altezza: variabile

Altezza in millimetri: 540 mm

Profondità in millimetri: 560 mm

Lunghezza in millimetri: 1740 mm