



Roll per trasferimento pazienti h664_03

Tavola di trasferimento per disabili in polietilene con rivestimento scorrevole. Portata max.: 350 kg. Dimensioni: 95 x 50 cm.

Il sistema di trasferimento con tessuto scorrevole è un prodotto indispensabile per **tutte le attività medico-sanitarie** e per chi accudisce **persone con problemi di mobilità** e che hanno dunque bisogno di essere trasferite da una superficie all'altra in modo sicuro e facilitato. **Il telo di trasferimento** è realizzato in **polietilene con tessuto scorrevole** e rivestimento in argento **antibatterico** che può essere pulito con tutti i comuni disinfettanti. Il **roll** presenta una struttura estremamente resistente dalla portata massima di **350 kg**, risultando ideale per la movimentazione dei pazienti obesi.

È possibile ricevere il roller di trasferimento sia nella variante **pieghevole** che in quella **non pieghevole**.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: polietilene con tessuto scorrevole
- Rivestimento antibatterico
- Colore: argento
- Portata max: 350 kg
- Dimensioni: 95 x 50 cm ca.
- Disponibile sia nella variante pieghevole che non pieghevole

INFORMAZIONI

- **lunghezza** 95 cm
- **Larg.** 50 cm
- **portata** 350 kg



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Roll per trasferimento pazienti h664_03

Lunghezza: 95 cm

Larg.: 50 cm

Portata: 350 kg