



Sedia da comodo per anziani h582_249

Carrozzina comoda per mobilità con ruote 60/20 e poggiatesta regolabili. Dimensioni seduta: 48 cm. Dimensioni: L 105 x P 71,5 x H 92 cm.

La **sedia da comodo per anziani H582_249** è un **ausilio per la mobilità** destinato a persone con difficoltà di deambulazione, ideale per contesti di cura come **RSA, strutture sanitarie e assistenza domiciliare**. La carrozzina è realizzata con **telaio rigido in acciaio verniciato a polveri antiruggine**, per garantire stabilità e affidabilità nell'utilizzo quotidiano.

Per offrire comfort e praticità, integra **seduta e schienale anatomici removibili**, con **rivestimento in similpelle blu e imbottitura ignifuga** testata secondo **EN 1021-1 e EN 1021-2**. La gestione delle gambe è facilitata da **poggiatesta regolabili in altezza e pedane ribaltabili lateralmente**, con **pedane estraibili lateralmente** per semplificare posizionamento e trasferimenti. I **braccioli ribaltabili** (indicati anche come **estraibili** nelle caratteristiche tecniche) agevolano l'assistenza e i passaggi laterali.

La mobilità è affidata a **2 ruote posteriori grandi Ø 60 cm con freno a lamina e 2 ruote anteriori piroettanti Ø 20 cm**. È presente la **predisposizione per ruote di transito**. Il prodotto prevede confezionamento in **polietilene e scatola di cartone**; i materiali principali includono **seduta anatomica imbottita rivestita in Sky lavabile e ruote in poliuretano**.

Scegli un ausilio robusto e confortevole per la gestione quotidiana della mobilità: acquista ora la **sedia da comodo per anziani H582_249** oppure richiedi un preventivo per forniture multiple (RSA, reparti, comunità).

Caratteristiche tecniche:

- **Destinazione d'uso:** ausilio per mobilità per persone con difficoltà di deambulazione
- **Telaio:** rigido in acciaio verniciato a polveri antiruggine
- **Schienale:** fisso, imbottito anatomico
- **Sedile:** rigido, imbottito anatomico
- **Seduta e schienale:** removibili anatomici
- **Rivestimento:** similpelle blu / Sky lavabile
- **Imbottitura:** ignifuga
- **Norme:** test secondo EN 1021-1 e EN 1021-2
- **Braccioli:** ribaltabili (indicati anche come estraibili)
- **Poggiatesta:** regolabili in altezza
- **Pedane:** ribaltabili lateralmente, estraibili lateralmente
- **Ruote:** posteriori Ø 60 cm / anteriori piroettanti Ø 20 cm
- **Freni:** posteriori con freno a lamina
- **Predisposizione:** per ruote di transito
- **Portata max:** 135 kg
- **Peso:** 15,5 kg
- **Dimensioni:** L 105 x P 71,5 x H 92 cm
- **Confezionamento:** polietilene + scatola di cartone
- **Materiali principali:** struttura acciaio verniciato, ruote poliuretano

Benefici per l'utente:

- **Migliore:** supporto e comfort con seduta e schienale anatomici imbottiti.
- **Maggiore:** sicurezza in struttura con imbottiture ignifughe testate EN 1021-1 / EN 1021-2.
- **Trasferimenti:** più pratici grazie a braccioli ribaltabili e pedane laterali.
- **Adattabilità:** alla postura con poggiatesta regolabili in altezza.
- **Spostamenti:** più controllati con ruote posteriori Ø 60 cm e freno a lamina.

FAQ:

1. **A chi è destinata la H582_249?**
È un ausilio per mobilità per persone con difficoltà di deambulazione.
2. **Le imbottiture sono certificate ignifughe?**
Sì, rivestimento/imbottitura sono testati secondo EN 1021-1 e EN 1021-2.
3. **Che ruote monta la carrozzina?**
Posteriori Ø 60 cm con freno a lamina e anteriori piroettanti Ø 20 cm.
4. **Poggiatesta e pedane sono regolabili?**
Sì: poggiatesta regolabili in altezza e pedane ribaltabili lateralmente con pedane estraibili lateralmente.
5. **Qual è la portata massima e il peso della sedia?**
Portata max 135 kg e peso 15,5 kg.

Mini guida all'acquisto:

Per scegliere una sedia comodo per anziani o un ausilio da transito in struttura, valuta prima **sicurezza e stabilità**: un telaio in **acciaio verniciato** e freni affidabili sulle ruote posteriori sono fondamentali nell'uso quotidiano. Considera poi la **gestione dei trasferimenti**: braccioli ribaltabili e pedane laterali facilitano i passaggi da letto a sedia e l'assistenza dell'operatore. Non trascurare comfort e materiali: seduta e schienale **anatomici imbottiti** con rivestimento **lavabile** aiutano la gestione in RSA e domiciliare. Infine, verifica sempre **portata, peso e ingombri** (L/P/h) per assicurarti che la sedia sia compatibile con spazi, paziente e routine di utilizzo.








Sedia da comodo per anziani, carrozzina transito con poggiatesta, sedia mobilità RSA, carrozzina ruote Ø60 Ø20, sedia similpelle blu ignifuga EN 1021, sedia con freno a lamina, H582_249.

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

- **portata** 135 Kg



Misure in cm													
	105	81	48	92	74	54	32-41	48	43,5	71,5	15,5 Kg	60	20

Sedia da comodo
per anziani h582_249

Portata: 135 Kg