



Sedile di trasferimento per vasca da bagno h8903

Sedile di trasferimento per vasca da bagno con telaio in alluminio e seduta in plastica. Altezza regolabile da 89,6 a 99,5 cm, larghezza da 107 a 111 cm, profondità 49- 53 cm

Cerchi un modo sicuro per immergerti nella vasca da bagno? Il sedile di trasferimento per vasca h8903 serve per facilitare l'ingresso e l'uscita dalla vasca da bagno. E' dotato di telaio in alluminio con seduta, schienale e porta sapone in plastica bianca. Il sedile è regolabile in altezza. La seduta basa su rulli per permettere un facile trasferimento laterale dell'utente da e nella vasca.

Caratteristiche tecniche

- telaio in alluminio con piedi chiudibili e regolabili in altezza
- sedile e schienale in plastica bianca
- maniglione di sicurezza rosso
- 2 galletti rossi per il fissaggio del maniglione
- porta sapone in plastica
- larghezza 107 - 111 cm
- profondità 49- 53 cm
- altezza totale regolabile da 89,5 a 99,5 cm
- larghezza seduta 50 cm (con maniglione)
- profondità seduta 39,5 cm
- altezza seduta regolabile da 45,5 a 55,5 cm
- peso 6,50 kg
- portata massima 130 kg

Questo prodotto si può utilizzare solo su vasche di altezza massima 55.5 cm

Funzionamento

- posizionate il sedile di trasferimento in modo che due piedini del sedile poggino sul fondo della vasca da bagno e due sul pavimento esterno
- sedetevi sulla seduta ed azionate la leva rossa posta sotto alla seduta e mantenetela aperta. In questo modo si disinnescano il sistema di bloccaggio per lo spostamento laterale
- spingete la seduta in direzione della vasca aiutandosi con i piedi e spostando il peso corporeo
- appena la seduta è arrivata a fine corsa rilasciate la leva per bloccare la seduta. Se la seduta non risulta bloccata spostarla leggermente verso destra o sinistra finché il sistema di bloccaggio non si inneschi con un udibile "click"
- per uscire dalla vasca ripetete questi punti in ordine inverso

INFORMAZIONI

- **Altezza** 89,6 cm
- **Profondità** 49 cm
- **portata** 130 kg
- **Materiale** alluminio
- **lunghezza** 107 cm
- **Uso** vasca da bagno

HOLITY.COM

Sedile di trasferimento per vasca da bagno h8903



Sedile di trasferimento per vasca da bagno h8903

Altezza: 89,6 cm
Profondità: 49 cm
Portata: 130 kg
Materiale: alluminio
Lunghezza: 107 cm
Uso: vasca da bagno