



Telo scorrevole di trasferimento h13676

Telo scorrevole di trasferimento per pazienti realizzato in materiale ad elevata scorrevolezza. Disponibile in diverse misure. Lavaggio: max 40°.

Telo di trasferimento realizzato interamente in **materiale ad elevata scorrevolezza**, mentre la superficie esterna consente di garantire il grip con il corpo dell'utente.

Utilizzabile per effettuare spostamenti sul letto (in senso orizzontale o verticale) o "cambiare fianco" sia in presenza di un assistente, sgravandone il carico sugli arti superiori e schiena, oppure, a seconda delle capacità motorie della persona, in autonomia.

Inoltre, il telo consente anche di **movimentare il paziente allettato** tra due superfici diverse poste alla stessa altezza (per esempio tra letto e barella doccia).

Il **telo scorrevole di trasferimento h13676** è disponibile nelle seguenti misure:

- Small- **Lunghezza 100 cm**
- Medium- **Lunghezza 140 cm**
- Large- **Lunghezza 190 cm**

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: ad elevata scorrevolezza
- Larghezza: 85 cm
- Lavaggio: max 40°

INFORMAZIONI

- **Garanzia 1 anno**
- **Larg. 85 cm**